

FALTBARE PARTIKEL - ATEMSCUTZMASKEN EN149:2001 + A1:2009 TYP FFP2 NR (PSA)

- Schutz vor Tröpfchen und Aerosolen
- Komfortables tragen
- Atmungsaktiv
- 5 lagiges Filtersystem



20er Pack (einzeln verpackt)

- Hergestellt in China in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Normen:
 - CE-zertifiziert (CE 2163)
 - EN149:2001+A1: 2009 TYP FFP2 NR
- Hochwirksame Filterung
- Filtrationsgrad höher als 94%
- Atmungsaktiv



MASKE RICHTIG AUFSETZEN



• Waschen Sie gut die Hände bevor Sie die Maske aufsetzen.



• Nehmen Sie die Maske heraus und öffnen Sie beide Seiten.



• Drücken Sie die Atemschutzmaske mit dem Bügel auf dem Nasenrücken und positionieren die elastischen Bänder hinter den Ohren.



• Formen Sie den Bügel mit beiden Händen in die Form Ihrer Nase.